



Basic Medical Sciences Research Center
Histogenotech

Basic Medical Sciences Research Center Histogenotech Co., Tehran, Iran


مرکز پژوهشی جامع علوم پایه پزشکی
شرکت دانش بنیان بافت و ژن پاسارگاد

آموزش جامع رنگ آمیزی اختصاصی سودان بلک (Sudan Black)
در آزمایشگاه بافت شناسی

- ۳..... *مقدمه ای از رنگ آمیزی اختصاصی سودان بلک در بافت شناسی
- ۳..... *تاریخچه رنگ آمیزی اختصاصی سودان بلک
- ۴..... *انواع کاربردهای رنگ آمیزی اختصاصی سودان بلک در بافت شناسی
- ۴..... *نگاهی اجمالی به لیپیدهای رنگ شده با سودان بلک
- ۵..... *انواع نمونه‌های بافتی تشخیصی و مورد مطالعه با رنگ آمیزی اختصاصی سودان بلک
- ۵..... *پروتکل رنگ آمیزی اختصاصی سودان بلک در بافت شناسی
- ۶..... *مراحل آماده سازی لام از نمونه بافتی در رنگ آمیزی اختصاصی سودان بلک
- ۶..... *مراحل رنگ آمیزی نمونه بافتی در رنگ آمیزی اختصاصی سودان بلک
- ۷..... *تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک رنگ آمیزی سودان بلک
- ۸..... *تفسیر نتایج رنگ آمیزی سودان بلک
- ۹..... *ارائه خدمات رنگ آمیزی اختصاصی سودان بلک در آزمایشگاه بافت شناسی
- ۹..... *جمع بندی
- ۱۰..... *سوالات متداول

مقدمه‌ای از رنگ‌آمیزی اختصاصی سودان بلک در بافت‌شناسی

رنگ‌های خانواده سودان گروهی از رنگ‌های لیپیدی محلول در حلال را تشکیل می‌دهند که لیزوکروم نامیده می‌شوند و در طبقه بندی ساختاری آنها جز رنگ‌های دیازو (diazo) هستند و با گروه اسیدی لیپیدها واکنش می‌دهد. سودان بلک (Sudan Black B) از آنجایی که یک رنگ محلول در چربی است، لیپیدهایی مانند استرول‌ها، چربی‌های خنثی و فسفولیپیدها را رنگ می‌کند. این چربی‌ها در گرانولهای آزرروفیل و گرانولهای ثانویه میلویتیک و گرانول‌های لیزوزومی سلولهای مونوسیتی وجود دارند. در طی رنگ‌آمیزی، رنگ به دلیل حلالیت بالای آن در لیپیدها نسبت به حلال، از حلال جدا می‌شود و لیپید بافت موردنظر را رنگ می‌کند. ظاهر پودر رنگ سودان بلک قهوه‌ای تیره با پودر سیاه است و حداکثر جذب ۵۹۶ الی ۶۰۵ نانومتر دارد و همچنین نقطه ذوب آن بین ۱۲۰ الی ۱۲۴ درجه سانتیگراد است.



شکل ۱: ساختار شیمیایی رنگ سودان بلک با فرمول $C_{29}H_{24}N_6$

تاریخچه رنگ‌آمیزی اختصاصی سودان بلک

معرف‌های سودانی، از جمله سودان III، IV و سودان سیاه B (SBB)، به طور گسترده‌ای برای تعیین لیپیدها در حیوانات، گیاهان و مواد آبگریز، برای طیف گسترده‌ای از کاربردها بین سالهای ۱۹۷۷ الی ۲۰۰۲ استفاده شده است. SBB محبوب‌ترین معرف سودان در سال ۱۹۸۱ توسط Bayliss اعلام گردید. سودان III اولین بار در پایان قرن نوزدهم، در سال ۱۸۹۶ توسط Daddi برای اهداف هیستوشیمیایی مورد استفاده قرار گرفت و همچنین استفاده از SBB به دهه ۱۹۳۰ توسط دو محقق بنام Lison و Dagnelie برمی‌گردد. رنگ‌آمیزی سودان بلک برای تشخیص لیپیدهای ساختاری یا ذخیره‌ای در سلول‌ها، بافت‌ها و موجودات مختلف، به عنوان مثال، در لیپیدهای باکتریایی (Hartman 1940; Burdon et al.)


1947) و گرانول‌های لیپیدی موجود در لکوسیت‌ها، مجموعه گلژی (1977 Lillie) و هسته (فردریکس ۱۹۷۷) و همچنین در الاستین (هوروبین و جیمز ۱۹۷۰) و استخوان (نگوما و هامونت ۱۹۷۴) استفاده شده است.

انواع کاربردهای رنگ‌آمیزی اختصاصی سودان بلک در بافت‌شناسی

سودان بلک B برای رنگ‌آمیزی طیف گسترده‌ای از لیپیدها مانند فسفولیپیدها، استرول‌ها و تری‌گلیسیریدهای خنثی در نمونه‌های بافتی مختلف و میکروارگانیزم‌هایی مانند باکتری استفاده می‌شود. سودان سیاه مانند سایر رنگ‌های سودانی اختصاصی لیپید نیست و همچنین می‌تواند برای رنگ‌آمیزی، دستگاه گلژی و گرانول‌های لکوسیت استفاده شود. در تمایز و تشخیص اختلالات خونی سودان بلک میلو بلاست‌ها (Myeloblast) را رنگ می‌کند، اما نه لنفوبلاست‌ها را. رنگ‌آمیزی سودان بلک یا SBB برای تمایز لوسمی میلوئید حاد (AML) از لوسمی لنفوئید حاد (ALL) کاربرد دارد که این روش رنگ‌آمیزی سودان بلک شبیه به الگوی رنگ‌آمیزی میلوپراکسیداز لکوسیت‌ها و مونوسیت‌ها است.

نگاهی اجمالی به لیپیدهای رنگ شده با سودان بلک

لیپیدهای بدن موجود زنده از جمله انسان از هزاران مولکول چربی ساخته شده است که متنوع‌ترین گروه از مواد بیوشیمیایی، شامل مولکول‌هایی مانند اسیدهای چرب و مشتقات آنها (شامل تری، دی و مونوگلیسریدها و فسفولیپیدها) و همچنین سایر متابولیت‌های حاوی استرول مانند کلسترول می‌باشند. ساختارهای شیمیایی مختلف لیپیدها عملکردهای بیولوژیکی مختلفی از جمله تولید انرژی، داربست ساختاری غشایی، مرتب‌سازی و تنظیم پروتئین‌های غشایی، سیگنال‌دهی سلولی را اعمال می‌کنند. تغییرات لیپیدی غشاء نقش مرتبطی در بسیاری از بیماری‌ها ایفا می‌کند. به عبارتی دیگر در بسیاری از نقص‌های متابولیکی مرتبط با لیپیدها و بسیاری از بیماری‌ها مانند چاقی، نقص‌های عصبی، قلبی عروقی و سرطان تغییرات انواع لیپیدها نقش دارد و مورد بررسی قرار می‌گیرند. با این حال تاکنون بیشتر مطالعات فرآیندهای پاتوفیزیولوژی روی لیپیدها انجام می‌شود.



شکل ۲: تصویر سه بعدی از دولایه لیپید انسانی

انواع نمونه‌های بافتی تشخیصی و مورد مطالعه با رنگ‌آمیزی اختصاصی سودان بلک

انواع بافت‌هایی که دارای انواع چربی‌ها در ساختار سلولی آنها هستند، عمدتاً دارای قابلیت رنگ شدن با رنگ‌آمیزی سودان بلک را دارند. نمونه بافت‌های رنگ شده با سودان بلک عبارتند از مغز استخوان، خون تازه، بافت چربی سفید و قهوه‌ای، مغز و غیره. جهت رنگ‌آمیزی تری‌گلیسیریدهای خنثی و لیپید از بافت منجمد و بعضی از لیپوپروتئین‌ها از بافت‌های فیکس شده پارافینی استفاده می‌شود.

در این مقاله به یکی از پروتکل‌های ستاپ شده رنگ‌آمیزی اختصاصی سودان بلک می‌پردازیم.

پروتکل رنگ‌آمیزی اختصاصی سودان بلک در بافت‌شناسی

جهت تهیه محلول رنگی از پودر سودان بلک، ۰,۷ گرم از سودان بلک B را در ۱۰۰ سی سی پروپیلن گلیکول حل نموده و روی هات پلیت با دمای ۱۰۰ درجه قرار می‌دهیم تا پودر با گرم شدن کاملاً حل شود و سپس محلول رنگی را با کاغذ صافی فیلتر کرده و در ظرف شیشه‌ای تیره نگهداری می‌کنیم. این محلول رنگی به مدت یک سال در دمای ۶۰ درجه پایدار است.

مراحل آماده سازی لام از نمونه بافتی در رنگ آمیزی اختصاصی سودان بلک

۱. در دستگاه فروزن سکشن، نمونه بافتی را روی پایه محتوی چسب اختصاصی برش فروزن برای قالبگیری قرار داده و پس از بسته شدن نمونه در دستگاه فروزن سکشن، برش‌های بافتی فروزن با اندازه ۸ الی ۱۰ میلی‌متر تهیه و برش‌ها را روی لام قرار داده تا با جریان هوا خشک شوند.
۲. اگر نمونه بافتی فیکس شده در پارافین جامد است، پس از تهیه برش از آن، پارافین زدایی می‌کنیم.
۳. برش‌ها را در فرمالین به مدت ده دقیقه فیکس کرده و سپس برشها را با آب مقطر شستشو می‌دهیم.
۴. برشهای فیکس شده را در پروپیلن گلیکول ۵ دقیقه انکوبه می‌کنیم
۵. اکنون لام‌های آماده شده را طبق پروتکل رنگ‌آمیزی رنگ می‌کنیم.

مراحل رنگ‌آمیزی نمونه بافتی در رنگ آمیزی اختصاصی سودان بلک

۱. نمونه‌های فیکس شده را در جار رنگ‌آمیزی حاوی محلول رنگی سودان بلک به مدت ۶ الی ۱۰ دقیقه در دمای ۶۰ درجه فور قرار می‌دهیم.
۲. اسلایدها را سه دقیقه با پروپیلن گلیکول ۸۵٪ تیمار نموده و پس از آن با آب مقطر شستشو می‌دهیم.
۳. در این مرحله می‌توانیم از رنگ نوکلئار فست رد جهت رنگ نمودن هسته سلول‌ها استفاده نماییم.
۴. لام‌ها را با لامل و چسب انتلان مونت نموده و نهایتاً پس از اتمام مراحل رنگ‌آمیزی سودان بلک، لام‌های آماده شده را با میکروسکوپ نوری بررسی می‌کنیم.

تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک رنگ آمیزی سودان بلک مواد مورد نیاز

- پودر رنگ سودان بلک
- پروپیلن گلیکول
- فرمالین
- آب مقطر
- چسب اتلان
- رنگ نوکلئار فست رد
- چسب اختصاصی برش فروزن برای قالبگیری


تجهیزات مورد نیاز

- میکروسکوپ نوری
- دستگاه فروزن سکشن
- جار رنگ آمیزی لام
- لام و لامل
- فور
- هات پلیت
- کاغذ صافی

جهت مطالعه بیشتر، تجهیزات عمومی و تخصصی در آزمایشگاه بافت شناسی را کلیک کنید.

تفسیر نتایج رنگ آمیزی سودان بلک


رنگ آمیزی لیپیدها به طور کلی رنگ آمیزی چربی (Lipid Staining) نامیده می شود. لیپیدها شامل گلیسریدها، فسفولیپیدها، گلیکولیپیدها و اسیدهای چرب هستند. در حالی که چربی های لیپیدی مختلف رنگ های کمی متفاوت را نشان می دهند، اما همه آنها رنگ پذیری مشابهی از خود نشان می دهند. چربی ها با روش رنگ سودان III از قرمز تا قرمز مایل به زرد، Oil Red O قرمز به قرمز مایل به نارنجی و سودان سیاه B سیاه و آبی می شود. علاوه بر این، رنگ پاس فسفولیپیدها و گلیکولیپیدها را قرمز تا قرمز مایل به ارغوانی رنگ می کند، در حالی که رنگ آمیزی سودان بلک B چربی ها را سیاه و آبی رنگ می کند.



شکل ۳: رنگ آمیزی سودان بلک ذرات لیپیدی در غشاهای جنین. قطرات لیپید به رنگ آبی تیره با سودان سیاه B در اپیتلیوم آمنیون (A) و کوریون تروفوبلاست (B) هسته ها با مایر کارمالوم (Mayer's Carmalum) (صورتی) رنگ آمیزی شدند.

در تشخیص و تمایز انواع لوسمی های خون، رنگ آمیزی سودان بلک شبیه میلوپراکسیداز (Myeloperoxidase)

است. یعنی گرانولوسیت ها و ائوزینوفیل ها را رنگ می کند و مونوسیت ها را نه. اما اساس رنگ سودان بلک بر خلاف میلوپراکسیداز آنزیمی نیست. سودان بلک لیپیدها و فسفولیپیدهای داخل سلولی را که در سلول های دودمان میلوئیدی هستند و در دودمان لنفوئیدی وجود ندارد یا پراکنده هستند رنگ می کند و از این رو می توان از آن برای شناسایی دودمان بلاست ها استفاده کرد.



شکل ۴: رنگ آمیزی سودان بلک در نمونه مبتلا به لوسمی میلوئید حاد، نمونه مغز استخوان است.

ارائه خدمات رنگ آمیزی اختصاصی سودان بلک در آزمایشگاه بافت شناسی

بافت شناسی، سیتولوژی و سایر رشته های علمی مرتبط، آناتومی میکروسکوپی بافت ها و سلول ها را مطالعه می کنند. برای دستیابی به ساختار بافتی و سلولی، نمونه ها باید به روش صحیح، رنگ آمیزی شوند. یکی از انواع رنگ آمیزی های اختصاصی نمونه های بافتی، رنگ آمیزی اختصاصی انواع لیپیدها در بافت های موجود زنده از جمله حیوان آزمایشگاهی به نام رنگ آمیزی اختصاصی سودان بلک است.

در آزمایشگاه بافت شناسی شرکت بافت و ژن پاسارگاد با استفاده از تجهیزات و مواد آزمایشگاهی استاندارد، برش های میکرونی از نمونه های بافتی مختلف، تهیه و با تکنیک های رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی از جمله خدمات رنگ آمیزی اختصاصی سودان بلک رنگ نموده و نهایتاً به بررسی و مطالعه نمونه بافتی انسان و حیوانات آزمایشگاهی بیمار و سالم تعریف شده در طرح های پژوهشی محققان، اساتید و دانشجویان می پردازد.

جمع بندی

رنگ آمیزی تکنیکی جهت افزایش کنتراست در نمونه های مورد بررسی در سطح میکروسکوپی می باشد. رنگ ها اغلب در بافت شناسی، سیتولوژی و در زمینه های پزشکی هیستوپاتولوژی، هماتولوژی و سیتوپاتولوژی که بر مطالعه و تشخیص بیماری

ها در سطح میکروسکوپی تمرکز دارند، استفاده می شود. یکی از رنگ‌هایی که در زمینه مطالعات و تشخیص بیماری‌های مرتبط با لیپیدها نقش دارد، سودان بلک است. این نوع از رنگ‌آمیزی انواع لیپیدهای بافت‌های جانوری را رنگ می‌کند و امکان مطالعه میکروسکوپی آنها را تسهیل می‌بخشد.

سوالات متداول

۱. رنگ‌آمیزی سودان بلک چه کاربردی دارد؟
سودان بلک برای رنگ‌آمیزی طیف گسترده‌ای از لیپیدها مانند فسفولیپیدها، استرول‌ها و تری‌گلیسیریدهای خنثی استفاده می‌شود.
۲. کدام نمونه‌های بافتی را می‌توان با روش رنگ‌آمیزی سودان بلک در بافت‌شناسی مطالعه نمود؟
نمونه‌های بافتی که در ساختار سلول‌هایشان انواع لیپیدها است مانند مغز استخوان، بافت چربی، خون و غیره قابلیت رنگ‌آمیزی با سودان بلک را دارند.

مرکز پژوهشی جامع علوم پایه پزشکی
شرکت دانش بنیان بافت و ژن پاسارگاد

Email: histogenotechlab@gmail.com
www.histogene.ir
www.histogene.co

   ۰۹۲۲۶۳۸۳۳۴۱