



Basic Medical Sciences Research Center
Histogenotech

Basic Medical Sciences Research Center Histogenotech Co., Tehran, Iran

مرکز پژوهشی جامع علوم پایه پزشکی
شرکت دانش بنیان بافت و ژن پاسارگاد

آموزش جامع رنگ آمیزی اختصاصی فولگن (Feulgen)
در آزمایشگاه بافت شناسی

- ۳..... *مقدمه ای از رنگ آمیزی اختصاصی فولگن در بافت شناسی
- ۳..... *تاریخچه رنگ آمیزی اختصاصی فولگن
- ۴..... *انواع کاربردهای رنگ آمیزی اختصاصی فولگن در بافت شناسی
- ۵..... *نگاهی اجمالی به DNA رنگ شده با فولگن
- ۶..... *انواع نمونه های بافتی تشخیصی و مورد مطالعه با رنگ آمیزی اختصاصی فولگن
- ۶..... *پروتکل رنگ آمیزی اختصاصی فولگن در بافت شناسی
- ۷..... مراحل آماده سازی لام از نمونه بافتی در رنگ آمیزی اختصاصی فولگن
- ۷..... مراحل رنگ آمیزی نمونه بافتی در رنگ آمیزی اختصاصی فولگن
- ۸..... *تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک رنگ آمیزی فولگن
- ۹..... *تفسیر نتایج رنگ آمیزی فولگن
- ۱۰..... *ارائه خدمات رنگ آمیزی اختصاصی فولگن در آزمایشگاه بافت شناسی
- ۱۱..... *جمع بندی
- ۱۱..... *سوالات متداول

مقدمه‌ای از رنگ‌آمیزی اختصاصی فولگن در بافت‌شناسی

رنگ آمیزی فولگن یا فولژن (Feulgen) می‌تواند DNA را در بخش‌های بافتی و سلول‌ها رنگ و شناسایی کند. فولگن پرکاربردترین رنگ‌آمیزی برای رنگ‌آمیزی DNA در بافت‌شناسی است. اساس و پایه رنگ‌آمیزی فولگن این است که دو رشته DNA را از طریق هیدرولیز با محلولی از HCl که پیوند بازهای پورینی را از بین می‌برد، جدا می‌کند. جدا کردن بازهای پورینی DNA با هیدروکلریک اسید، دسترسی به دئوکسی ریبوزها را فراهم کرده تا فوشین (Fuchsin) بتواند با گروه‌های آلدئید واکنش نشان دهد. سپس معرف شیف با عوامل کاهنده واکنش داده و یک رسوب قرمز تشکیل می‌دهد. بنابراین DNA به رنگ قرمز رنگ می‌شود. این رنگ‌آمیزی بسته به درجه ماریپیچی شدن کروماتین کم و بیش شدید است و بنابراین به ویژه برای نشان دادن کروموزوم‌های هسته در طول میتوز مناسب است.

تاریخچه رنگ‌آمیزی اختصاصی فولگن

یواخیم ویلهلم روبرت فولگن (Joachim Wilhelm Robert Feulgen)، پزشک و شیمیدان آلمانی که در سال ۱۹۱۴ روشی را برای رنگ‌آمیزی DNA (که اکنون به عنوان رنگ‌آمیزی Feulgen شناخته می‌شود) ابداع کرد و همچنین کشف کرد که DNA هسته‌ای گیاهی و حیوانی (تیمونوکلئیک اسید) وجود دارد. فولگن تیمونوکلئیک اسید را با محلول یک نرمال HCl به مدت ده دقیقه تیمار کرده تا با از دست دادن پورین‌ها هیدرولیز و به آپورینیک اسید (apurinic acid) تبدیل شود. آپورینیک اسید نیز Thyminic یا Nucleic acid نیز نامیده می‌شود که شامل بازهای پیریمیدین تیمین و سیتوزین متصل به گروه قندی هستند. فولگن از معرف فوشین (FSA؛ Fuchsin sulfurous acid) برای رنگ استفاده نمود تا رنگ ارغوانی حاصل شد و تیمونوکلئیک اسیدهای هیدرولیز نشده رنگی تولید نکردند. فولگن این رنگ‌آمیزی را برای ماده ژنتیکی چند موجود دیگر نیز انجام داد و به این نتیجه دست یافت که RNA به عنوان ماده ژنتیکی موجود زنده با این روش، رنگ آمیزی نمی‌شود.




شکل ۱: ویلهلم روبرت فولگن ، پزشک و شیمیدان آلمانی

انواع کاربردهای رنگ‌آمیزی اختصاصی فولگن در بافت‌شناسی

عمده کاربرد رنگ‌آمیزی فولگن مربوط به تعیین کمیت DNA در هسته سلولی توسط سیتومتری (Cytometry) تصویر برای ارزیابی پلوئیدی در آسیب‌شناسی انواع تومورهای بافت‌های بدن موجود زنده مانند تومور مجاری صفراوی، کولون، ملانوما، حفره دهان و دهانه رحم است. در انواع مختلف بافت‌ها، ایجاد بدخیمی هم در ضایعات سنگفرشی (squamous) و هم در ضایعات غده‌ای (glandular lesions) پیش‌بینی شده است. تعیین مقدار دقیق و وضعیت DNA هسته برای تشخیص و درمان تومورهای بدخیم بسیار مهم است. از نقطه نظر مورفولوژیکی، نمایش اختصاصی DNA در ساختارهای سلولی در سطح میکروسکوپی نوری امروزه بسیار کم استفاده می‌شود. از سوی دیگر، استفاده از رنگ فولگن در میکروسکوپ الکترونی اخیراً اجازه داده است که روش‌های رنگ‌آمیزی اختصاصی DNA برای مطالعه سازمان‌دهی ساختاری DNA در محل (In Situ) ایجاد شود.

نگاهی اجمالی به DNA رنگ شده با فولگن

ساختار دئوکسی ریبونوکلیک اسید (DNA)، از نوکلئوتید تا کروموزوم، نقش مهمی در عملکرد بیولوژیکی آن ایفا می‌کند. توانایی DNA برای عملکرد به عنوان ماده‌ای که اطلاعات ژنتیکی از طریق آن ذخیره و منتقل می‌شود، نتیجه مستقیم ساختار ظریف آن است. واتسون و کریک (Watson and Crick) از دو جنبه ساختار DNA را توصیف کردند: جفت کردن بازهای نوکلئوتیدی به صورت مکمل (مانند آدنین با تیمین و سیتوزین با گوانین) و ماهیت مارپیچی DNA. یک مولکول DNA از دو زنجیره بلند پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده است که از زیر واحدهایی به نام نوکلئوتید تشکیل شده است. یک نوکلئوتید شامل یک باز نیتروژن دار، یک قند پنتوز و حداقل یک گروه فسفات است (شکل ۲). در DNA، قند ۲'-دئوکسی ریبوز است و بنابراین هیچ گروه هیدروکسیل متصل به کربن ۲' خود ندارد. یک گروه فسفات با پیوند کووالانسی به کربن ۵' ۲'-دئوکسی ریبوز متصل می‌شود. از آنجایی که ۲'-دئوکسی ریبوز و گروه فسفات همیشه وجود دارند، نوع گروه بازی، چهار نوکلئوتید DNA را متمایز می‌کنند. یک نوکلئوتید می‌تواند چهار باز نیتروژنی اصلی را در خود جای دهد که دو باز پورین و دو نوع دیگر پیریمیدین هستند. هم پورین ها و هم پیریمیدین ها ترکیبات آروماتیک هتروسیکلیک هستند، زیرا در حلقه کربنی خود حاوی اتم‌های نیتروژن هستند که برای پیوند هیدروژنی که دو رشته مولکول DNA را در کنار هم نگه می‌دارد ضروری است. در حالی که پیریمیدین ها حلقه‌های شش کربنی هستند، پورین ها از یک حلقه پنج کربنه تشکیل شده‌اند. دو پیریمیدین موجود در DNA تیمین (T) و سیتوزین (C) هستند، در حالی که دو پورین آدنین (A) و گوانین (G) هستند.



شکل ۲: ساختار DNA. A. ترکیب شیمیایی backbone قند-فسفات. B. ساختار مارپیچ دوگانه (Double Helix). C. پیوندهای هیدروژنی بین بازهای آلی پورین و پیریمیدین.

انواع نمونه‌های بافتی تشخیصی و مورد مطالعه با رنگ‌آمیزی اختصاصی فولگن

انواع نمونه‌های بافتی سالم و بیمار موجود زنده مانند طحال، پستان، رحم، معده، روده، دهان، کبد و غیره بصورت فریز یا فیکس شده می‌توان با رنگ‌آمیزی فولگن مطالعه نمود.

در این مقاله به یکی از پروتکل‌های ستاپ شده رنگ‌آمیزی اختصاصی فولگن می‌پردازیم.

پروتکل رنگ‌آمیزی اختصاصی فولگن در بافت‌شناسی

یکی از پروتکل‌های رنگ‌آمیزی فولگن به عنوان روش گلد استاندارد را در این مقاله توضیح می‌دهیم. در این پروتکل می‌توان از محلول فوشین تجاری استفاده یا اینکه در آزمایشگاه تهیه کنیم. معرف شیف با اضافه کردن ۲۰۰ میلی لیتر آب مقطر در حال جوش روی ۱ گرم فوشین بازی تهیه می‌شود. سپس کاملاً ترکیب را کاملاً تکان می‌دهیم و تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد

محلول را خنک نموده و با استفاده از کاغذ صافی فیلتر کرده و ۳۰ میلی لیتر HCL یک نرمال اضافه می کنیم و اجازه می دهیم تا در دمای اتاق محلول خنک شود و نهایتاً ۱ گرم متابیسولفیت پتاسیم ($K_2S_2O_5$) اضافه می کنیم. محلول نهایی معرف شیف می بایست صورتی کم رنگ باشد و در ظرف تیره و در دمای یخچال نگهداری می کنیم.

مراحل آماده سازی لام از نمونه بافتی در رنگ آمیزی اختصاصی فولگن

۱. پس از جدا نمودن بافت موردنظر، جهت جلوگیری از فعالیت آنزیمی، بافت‌ها را در فرمالین ده درصد یا بصورت فریز شده فیکس می کنیم.
۲. در مرحله بعد که پردازش بافتی است، بافت‌ها را در تیشوبسکت‌ها قرارداده و نام یا کد نمونه‌ها را روی تیشو بسکت‌ها می نویسیم.
۳. آبگیری نمونه بافتی: اکنون می بایست آب موجود در نمونه‌های بافتی را حذف نموده، بنابراین از غلظت‌های افزایشی اتانول استفاده می‌شود یعنی اتانول جایگزین آب در بافت می‌گردد.
۴. قالب‌گیری بافت: بلوک‌های پارافینی از نمونه‌های بافتی با پارافین جامد و طبق دستورالعمل‌های دستگاه پارافین دیسپنسر و دستگاه تیشو امبدینگ تهیه می کنیم.
۵. برش‌گیری از بلوک پارافینی: پس از قالب‌گیری پارافینی نمونه بافتی، در این مرحله از نمونه فیکس شده در پارافین با دستگاه میکروتوم برش‌های نازک در حد ۵ الی ۱۰ میکرومتر آماده می کنیم.
۶. اکنون لام‌های آماده شده را طبق پروتکل رنگ‌آمیزی رنگ می کنیم.

مراحل رنگ‌آمیزی نمونه بافتی در رنگ آمیزی اختصاصی فولگن

۱. اسلایدهای میکروسکوپی را در محلول HCL یک نرمال که از قبل تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ دقیقه در حمام آب گرم شده است، انکوبه می کنیم.
۲. بدون آبکشی لامها، آنها را مستقیماً در جار رنگ آمیزی حاوی فوشین (Schiff's Reagent) به مدت ۱۵ دقیقه و در دمای اتاق قرار می‌دهیم. این مرحله را سه مرتبه تکرار می‌کنیم تا برش‌های بافتی بنفش پررنگ شوند.
۳. لام‌ها را در محلول Sulfurous acid به مدت ۳ دقیقه انکوبه می‌کنیم. این مرحله را دو بار انجام می‌دهیم.
۴. لام‌ها را ده ثانیه در محلول فست گرین (۲٪ Fast Green) جهت رنگ آمیزی سیتوپلاسم قرار می‌دهیم.

۵. ۳ بار با آب مقطر شستشو می دهیم و با اتانول مطلق به مدت یک دقیقه نمونه‌های بافتی را دهیدراته می کنیم این مرحله را دوبار با اتانول تازه انجام می دهیم.

۶. در این مرحله عمل شفاف سازی نمونه های بافتی را با انکوبه در زایلین به مدت یک دقیقه انجام می دهیم.

۷. لام ها را با لامل و چسب انتلان مونت نموده و نهایتا پس از اتمام مراحل رنگ آمیزی فولگن، لام های آماده شده را با میکروسکوپ نوری بررسی می کنیم.

تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک رنگ آمیزی فولگن

مواد مورد نیاز

- فوشین بازی
- فرمالین
- آب مقطر
- HCL
- متایسولفیت پتاسیم ($K_2S_2O_5$)
- زایلین
- Sulfurous acid
- اتانول
- چسب انتلان

تجهیزات مورد نیاز


- میکروسکوپ نوری
- جار رنگ آمیزی لام
- لام و لامل
- میکروتوم

- پارافین دیسپنسر
- تیشو امبدینگ
- حمام آب
- تیشوبسکت
- کاغذ صافی

جهت مطالعه بیشتر، تجهیزات عمومی و تخصصی در آزمایشگاه بافت شناسی را کلیک کنید.

تفسیر نتایج رنگ آمیزی فولگن

در رنگ آمیزی فولگن، هیدرولیز اسیدی، بازهای پورین را از DNA حذف می کند و در نتیجه گروه های آلدهیدی آزاد می شوند. سپس گروه های آلدهیدی با معرف شیف واکنش داده که منجر به ایجاد رسوبی با رنگ ارغوانی می شود. RNA با تیمار HCl هیدرولیز نمی شود و بنابراین، این تکنیک اختصاصی DNA است. این رنگ آمیزی بسته به درجه مارپیچی شدن کروماتین کم و بیش شدید است و بنابراین به ویژه برای برجسته کردن کروموزوم های هسته در طول میتوز مناسب است. باندهای صورتی نواحی حاوی ژن ها و باندهای روشن مربوط به نواحی بین ژنی هستند. شدت رنگ آمیزی متناسب با غلظت DNA است. در برخی از تحقیقات از رنگ فولگن جهت بررسی اثر دارو یا ماده شیمیایی بر محتوای DNA سلولهای انواع بافت ها استفاده می کنند. در مطالعه ای جهت اثر (DDB) Biphenyldimethyl-dicarboxylate برای درمان رت های هیپاتی با ماده تتراکلراید کربن (CCl₄)، بخشی از تحقیقات روی محتوی DNA هیپاتوسیت های کبد رت و میزان فیبروزی بودن بافت کبدی را با رنگ آمیزی فولگن نشان داده اند. شکل ۳ کبد رنگ شده با رنگ آمیزی فولگن نشان دهنده DNA در هیپاتوسیت ها است. A. رت کنترل (طبیعی). B. رت تیمار با CCl₄: کاهش محتوی DNA C. رت مبتلا به هیپاتیت درمان شده با DDB با دوز ۳۷۵ میلی گرم / کیلوگرم: بهبود میزان DNA D. رت بیمار درمان شده با دوز ۷۵ میلی گرم / کیلوگرم: بهبودی اندک در میزان DNA هیپاتوسیت ها را نشان می دهد.



شکل ۳: کبد کنترل و بیمار رت رنگ آمیزی شده با فولگن.

در این رنگ آمیزی، هسته با رنگ های قرمز-صورتی یا ارغوانی مشاهده می شود و اگر از رنگ آمیزی فست گرین استفاده شده باشد، سیتوپلاسم سبز رنگ می شود.

ارائه خدمات رنگ آمیزی اختصاصی فولگن در آزمایشگاه بافت شناسی

بافت شناسی، سیتولوژی و سایر رشته های علمی مرتبط، آناتومی میکروسکوپی بافت ها و سلول ها را مطالعه می کنند. برای دستیابی به ساختار بافتی و سلولی، نمونه ها باید به روش صحیح، رنگ آمیزی شوند. یکی از انواع رنگ آمیزی های اختصاصی نمونه های بافتی، رنگ آمیزی اختصاصی انواع الاستین در بافت های موجود زنده از جمله حیوان آزمایشگاهی به نام رنگ آمیزی اختصاصی فولگن است.

در آزمایشگاه بافت شناسی شرکت بافت و ژن پاسارگاد با استفاده از تجهیزات و مواد آزمایشگاهی استاندارد، برش های میکرونی از نمونه های بافتی مختلف، تهیه و با تکنیک های رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی از جمله خدمات رنگ آمیزی اختصاصی فولگن رنگ نموده و نهایتاً به بررسی و مطالعه نمونه بافتی انسان و حیوانات آزمایشگاهی بیمار و سالم تعریف شده در طرح های پژوهشی محققان، اساتید و دانشجویان می پردازد.

جمع بندی

واکنش فولگن توسط Robert Feulgen و Heinrich Rossenbeck برای شناسایی DNA تقریباً صد سال پیش پیشنهاد شده است. رنگ آمیزی فولگن یکی از متداول ترین روش های سیتوشیمیایی مورد استفاده برای تعیین نیمه کمی DNA در نمونه های بافت شناسی و سیتولوژی است. تعیین مقدار دقیق و وضعیت DNA هسته برای تشخیص و درمان تومورهای بدخیم بسیار مهم است.

سوالات متداول

۱. رنگ آمیزی فولگن (Feulgen) در بافت شناسی چه کاربردی دارد؟
رنگ آمیزی فولگن تکنیکی برای رنگ نمودن DNA در نمونه های بافتی مورد مطالعه می باشد.
۲. کدام نمونه های بافتی مورد مطالعه با رنگ آمیزی فولگن قرار می گیرد؟
انواع نمونه های بافتی سالم و توموری از انسان و حیوانات آزمایشگاهی مانند کبد، کلیه، قلب، طحال و غیره با رنگ آمیزی فولگن بررسی می شود.

مرکز پژوهشی جامع علوم پایه پزشکی
شرکت دانش بنیان بافت و ژن پاسارگاد

Email: histogenotechlab@gmail.com
www.histogene.ir
www.histogene.co

   ۰۹۲۲۶۳۸۳۳۴۱